

MODEL BEAUTY

**Remodelador Corporal
con efecto Anticelulítico**



**Gel Remodelador
con Colágeno y Elastina**

modelbeauty@emilka.com

91 463 51 08 - fax: 91 470 00 12

EMILKA S.L.

C/ HERMINIO PUERTAS, 66 - 28011 MADRID

* En el precio se incluye Remodelador + Gel 125ml.

* Gastos de envío según zona.

A diferencia de la aplicación solo con geles o cremas anticelulíticos, que únicamente llegan a la subcapa de la epidermis de la piel (la piel tiene tres capas principales), el **aplicador remodelador por ultrasonidos** genera vibraciones mecánicas por alta frecuencia (1MHZ), consiguiendo la penetración del **gel remodelador suministrado** en los tejidos profundos, eliminando la grasa difícil de quitar por otros sistemas, en caderas, muslos, brazos, estómago, etc.

El aplicador es muy útil para eliminar la grasa de manera eficiente, aumentar el metabolismo, suavizar las arrugas, eliminar toxinas de la piel y, en general, darle una apariencia más juvenil.

Las vibraciones ultrasónicas de frecuencia superiores a 1000 kilociclos son recomendadas en kinesiología y cosmiatría por su amplia gama de aplicaciones y beneficiosos efectos. Comparado con el masaje manual permite una concentración de energía mucho mayor, en la cual las vibraciones actúan por su pequeña longitud de onda en el área de las células y los complejos celulares, lo que no es posible en ninguna otra forma de masaje.

La aplicación de ultrasonidos no causa dolor y no requiere presión sobre la piel. Sus efectos se logran con aplicación externa y localizada. Bombea el gel remodelador dentro de la piel y aumenta la irrigación de la zona de aplicación. Especialmente recomendado para el tratamiento de celulitis (paniculopatía-edemato-fibroesclerótica) y arrugas.

El Remodelador-Anticelulítico Personal se diferencia de los carísimos sistemas de tratamiento convencionales en que el generador y el aplicador están contenidos en una sola unidad de apenas 200 gramos de peso, siendo ideal para la aplicación por uno mismo sin necesidad de desplazamientos innecesarios y sesiones caras de cavitación u otro tratamiento de ultrasonido, siendo estos los mismos que proporciona nuestro Remodelador-Anticelulítico Personal.

Efecto térmico

El aumento de la temperatura dentro de la zona que se está tratando alcanza su valor máximo a los pocos segundos de aplicación. El aumento de temperatura está limitado por el equilibrio entre la absorción de las ondas de alta frecuencia y el aumento del flujo sanguíneo producido por vasodilatación, manteniéndose así hasta que termina la aplicación y volviendo paulatinamente a su temperatura normal.

Aumento de la Permeabilidad celular

Las ondas de alta frecuencia aumentan el metabolismo al mejorar la difusión de la membrana celular. La hipertensión alternante es el catalizador físico que acelera el intercambio de depósitos de grasa y toxinas entre las células y el torrente sanguíneo al aumentar la permeabilidad de las paredes celulares.

Anti-Arrugas

Una piel sana debe ser suave y elástica. Cuando la elastina, que es una proteína constituyente de las fibras de sostén de la piel, envejece, ésta pierde suavidad y es entonces cuando aparecen la flacidez y las arrugas.

El uso inmediato y continuado de nuestro Aplicador Remodelador-Anticelulítico, junto con nuestro gel exclusivo le demostrará los resultados, en un corto plazo.- Ud. descubrirá que con aplicaciones diarias se produce un cambio notable .

Cómo funcionan los ultrasonidos :

Vibración mecánica:

La tecnología de los ultrasonidos se basa en la transmisión de ondas cíclicas a través de la piel y de los tejidos circundantes. El aparato de ultrasonidos manda millones de vibraciones por segundo a las capas más profundas de la piel, diluyendo la grasa más resistente de manera que puede ser eliminada. Los ultrasonidos también contribuyen a la formación de colágeno, que reduce las antiestéticas arrugas y los depósitos de grasa. La vibración de alta frecuencia estimula los tejidos, acelera el metabolismo en la zona de aplicación y facilita la eliminación de toxinas.

Calor profundo:

Como resultado de los millones de pequeñas ondas de sonido que se envían a su piel por segundo, se crea un calor por fricción. Este calor, en las capas más profundas de la piel facilita el metabolismo (**rejuvenecimiento por la aparición de colágeno y eliminación de depósitos de grasa**). Este calor, además, permite la eliminación de toxinas.

Características Generales:

- * Limpia profundamente la piel.
- * Activa la circulación sanguínea.
- * Modela el cuerpo y reduce grasas localizadas.
- * Elimina dolores producidos por contracturas y fatiga muscular (producida por esfuerzos y actividad deportiva intensa).

- * Equipo de Ultrasonido Portatil.
- * Regulador de potencia.
- * Ideal para uso profesional y personal (Fisioterapeutas, masajistas y para usted!!!).

- * Max Potencia: 8 watts.
- * Frecuencia: 1 MHz±10%.
- * Alimentación: 100V~240V 50/60HZ
- * Salida: DC18V 1A.

- * **Gel Conductor Remodelador con Colágeno y Elastina (125ml)**
Disponibles envases 250 ml. y 500 ml.